



Magellano c/s

Categoria	Sistema Gestionale per Laboratorio d'Analisi Multiutente in rete, con supporto per integrazione multilaboratorio.
Database	Oracle®
Rete	Locale, Geografica
Sistema di Sviluppo	Delphi®
Sistema Operativo Database Server	Windows NT server, 2000 server, Unix, Linux altre piattaforme supportate da Oracle®
Sistema Operativo Clients	Windows98, ME, XP, NT, 2000 ®
Accettazione	Ricerca guidata dati anagrafici, controlli formali, tabelle comuni e stati, calcolo codice fiscale, selezione esami secondo diverse chiavi di ricerca, stampa ticket, fatture, ricevute, accettazione remota da distretti, reparti, altre provenienze.
Prelievo	Stampa di etichette barcode secondo diversi formati, supporto stampanti termiche per etichette, tracciato e formato etichette personalizzabile.
Identificazione dei campioni	Barcode multifunzione.
Interfacciamento strumentazione analitica	Real-time barcode - batch - host/query
Convalida	Multilivello con regole e recupero dati precedenti archiviati
Refertazione	Locale, Remota, in formato PDF, via e-mail. A completamento o per stati d'avanzamento.
Rendicontazione	Produzione di files e rendiconti dell'attività svolta per ASL e Regioni
Integrazione	Distretti sul territorio, Reparti, Sistemi Ospedalieri, Sistemi Amministrativi, Anagrafiche centralizzate, SISS (Regione Lombardia), altri laboratori.

SOFTWARE TEAM - Via Oxilia, 22 - 20127 MILANO - www.swt.it
Tel.+39-022895822 Fax.+39-0226119335 e-mail: softwareteam@swt.it